

RSU

Rękaw uniwersalny do sterylizacji

Opis produktu

Przezroczyste rękawy sterylizacyjne wykonane są wyłącznie z najwyższej jakości materiałów medycznych. Do produkcji rolek o gramaturze 95g/m² użyto polyolifenu w połączeniu z 52µm folią. Wszystkie rękawy są produkowane w warunkach sterylnych. Podczas drukowania wskaźników sterylizacji klasy I. Stosuje się wyłącznie specjalny nietoksyczny, wolny od metali ciężkich tusz.

Podczas procesu sterylizacji, wskaźniki zmieniają kolor z:

STEAM z różowego na brązowy,
EO/VH2O2 z brązowego na zielony,
FORM z fioletowego na zielony

W celu zmniejszenia ryzyka związanego z przechowywaniem i transportem, rolki pakowane są w wytrzymałe plastikowe osłony PE i wysokiej jakości pudełka ochronne.

Wskazówki

Umieścić przedmioty do sterylizacji w rękawie i przyciąć go na żądaną długość. Zgodnie z rekomendacją, produkt znajdujący się w środku, powinien zajmować mniej niż ¾ rozmiaru woreczka, aby zapewnić dobre uszczelnienie i zapobiec pęknięciu. Zgrzać obydwie strony za pomocą zgrzewarki. Temperatura zgrzewu powinna wynosić około 155°C. Nie używać, jeżeli opakowanie jest uszkodzone. W przypadku używania wielu opakowań w sterylizatorze, należy upewnić się, że folia jest zwrócona w stronę włókniny części sąsiadującego opakowania. Jeżeli jest to możliwe, należy używać stojaka na opakowania, aby wyeliminować układanie w stosy opakowań do sterylizacji. Po zakończonym cyklu sterylizacji sprawdzić, czy opakowania są suche.

Zastosowanie

Przeznaczone jest do procedury sterylizacji nadtlakiem wodoru, parą, tlenkiem etylenu, formaldehydem w urządzeniach różnych producentów.



normy	przechowywanie i okres przydatności	numer katalogowy i opakowanie
ISO EN 11607-1&2 EN 868-5 Rozporządzenie 2017/745 (MDR)	W celu zmniejszenia ryzyka przechowywania i transportu, rolki są pakowane w mocne plastikowe osłony i wysokiej jakości pudełka ochronne. Sposób użycia jest wydrukowany symbolicznie zgodnie z normą EN 980.	RSU050 – 50 mm / 70 m RSU100 – 100 mm / 70 m RSU200 – 200 mm / 70 m RSU300 – 300 mm / 70 m RSU400 – 400 mm / 70 m RSU600 – 600 mm / 70 m RSU075 – 75 mm / 70 m RSU150 – 150 mm / 70 m RSU250 – 250 mm / 70 m RSU350 – 350 mm / 70 m RSU500 – 500 mm / 70 m