

Cewniki żyłne w systemie zamkniętym



Cewnik żylny BD Nexiva™ Diffusics™ w systemie zamkniętym do diagnostyki obrazowej wykorzystującej wstrzykiwacze do środka kontrastującego

Z technologią BD
Instaflash™



rozmiar Gauge	długość (mm)	średnica zewnętrzna (mm) zestawu przedłużającego	maksymalna prędkość przepływu (ml/s)	objętość wypełnienia (ml)	kod barwny	nr katalogowy	box/ karton
cewnik żylny BD Nexiva™ Diffusics™ w systemie zamkniętym do diagnostyki obrazowej wykorzystującej wstrzykiwacze do środka kontrastującego							
24G	19	1,22	3,0	0,3	żółty	383691	20/80
22G	25	1,65	6,5	0,3	niebieski	383692	20/80
20G	25	1,65	10,0	0,5	różowy	383693	20/80
20G	31	1,65	10,0	0,5	różowy	383694	20/80
18G	31	1,65	15,0	0,5	zielony	383695	20/80