

Katalog produktów

NAÍDA CI M

SKY CI M

Procesory dźwięku i akcesoria



NAÍDA CI M SKY CI M



SPIIS TREŚCI

MARVEL CI PROCESOR DŹWIĘKU	4
Opcje kolorystyczne	5
SLIM HP	6
Transmitery	6
Nakładki	6
Magnezy	7
AKCESORIA WODOODPORNE	8
Wodoodporny akumulator i Slim HP AquaMic	8
Opcje kolorystyczne	9
OPCJE ŁADOWANIA	10
Opcje kolorystyczne	11
Ładowarka	11
ROŻKI	12
ROŻKI AKUSTYCZNE	12
MIKROFON T-MIC	12
OPCJE NOSZENIA I MOCOWANIA PROCESORA	13
DODATKOWE AKCESORIA	14
Aplikacja AB remote	15
AKCESORIA BEZPRZEWODOWE	16
Phonak Roger	16
Phonak Akcesoria	17
ROZWIĄZANIA NA DRUGIE UCHO	18
Phonak Naída Link M	20
Phonak Sky Link M	20
PRZEGLĄD TECHNICZNY	22

MARVEL CI PROCESOR DŹWIĘKU

Procesory dźwięku Naída™ CI M i Sky CI™ M są częścią systemu implantu ślimakowego.

Naída CI M i Sky CI M posiada **szeroką gamę funkcji** zaprojektowanych w celu poprawy słyszenia w różnych sytuacjach akustycznych przy użyciu systemu operacyjnego **AutoSense OS™ 3.0** i **bezpośredniego przesyłania strumieniowego** z wielu urządzeń.

Więcej informacji na temat zróżnicowania produktów i ich funkcji można znaleźć w części dotyczącej przeglądu technicznego (strona 22).

KOMPONENTY

1. Mikrofon M T-Mic™ z osłoną
2. Procesor dźwięku
3. Mikrofon przedni
4. Wielofunkcyjny przycisk z diodą LED
5. Mikrofon tylni
6. Akumulator M
7. Slim HP ze zintegrowanym kablem



PROCESOR DŹWIĘKU		NR AB	NR NOVEO
NAIDA CI M90 ALPEJSKI BIAŁY		CI-5293-110	178856
NAIDA CI M90 JASNOBEŻOWY		CI-5293-120	178852
NAIDA CI M90 KASZTANOWY		CI-5293-130	178853
NAIDA CI M90 SREBRNY SZARY		CI-5293-140	178854
NAIDA CI M90 AKSAMITNA CZERŃ		CI-5293-150	178855
NAIDA CI M90 BLADOBEŻOWY (NIELAKIEROWANY)		CI-5293-240	180424
SKY CI M90 ALPEJSKI BIAŁY		CI-5295-110	178866
SKY CI M90 JASNOBEŻOWY		CI-5295-120	178860
SKY CI M90 KASZTANOWY		CI-5295-130	178861
SKY CI M90 SREBRNY SZARY		CI-5295-140	178862
SKY CI M90 AKSAMITNA CZERŃ		CI-5295-150	178863
SKY CI M90 BŁĘKITNY		CI-5295-190	178864
SKY CI M90 RÓŻOWY		CI-5295-250	178865
SKY CI M90 NIEBIESKI		CI-5295-260	178858
SKY CI M90 FIOLETOWY		CI-5295-270	178859
SKY CI M90 CZERWONY		CI-5295-280	178857
SKY CI M90 BLADOBEŻOWY (NIELAKIEROWANY)		CI-5295-240	180428

* Nielakierowany procesor dźwięku jest przeznaczony dla pacjentów, u których może wystąpić reakcja alergiczna na farbę. Wykonywany na zamówienie, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem firmy AB przed złożeniem zamówienia.



TRANSMITERY

Naída CI M i Sky CI M są wyposażone w **cienki transponder**.



1. Sugerowane do użytku z procesorem dźwięku usytuowanym za małżowiną uszną. Transponder bez zintegrowanego mikrofonu.
2. Sugerowane do użytku z procesorem dźwięku umiejscowionym poza uchem. Transponder ze zintegrowanym mikrofonem.

TRANSMITER		NR AB	NR NOVEO
SLIM HP BEŻOWY KABEL 9 CM ¹		CI-5320-001	178869
SLIM HP CZARNY KABEL 9 CM ¹		CI-5320-002	178876
SLIM HP BRĄZOWY KABEL 9 CM ¹		CI-5320-003	178878
SLIM HP SZARY KABEL 9 CM ¹		CI-5320-004	178873
SLIM HP BIAŁY KABEL 9 CM ¹		CI-5320-005	178871
SLIM HP BEŻOWY KABEL 11 CM ¹		CI-5320-006	178870
SLIM HP CZARNY KABEL 11 CM ¹		CI-5320-007	178877
SLIM HP BRĄZOWY KABEL 11 CM ¹		CI-5320-008	178879
SLIM HP SZARY KABEL 11 CM ¹		CI-5320-009	178874
SLIM HP BIAŁY KABEL 11 CM ¹		CI-5320-010	178872
SLIM HP BEŻOWY KABEL 14 CM ¹		CI-5320-011	178868
SLIM HP CZARNY KABEL 14 CM ¹		CI-5320-012	178875
SLIM HP MIC CZARNY KABEL 30 CM ²		CI-5322-001	178867

NAKŁADKI

NAKŁADKA		NR AB	NR NOVEO
SLIM HP COLOR STANDARDOWA CZERWONA		CI-7131-001	178880
SLIM HP COLOR STANDARDOWA NIEBIESKA		CI-7131-002	178881
SLIM HP COLOR STANDARDOWA FIOLETOWA		CI-7131-003	178882
SLIM HP COLOR STANDARDOWA JASNOBEŻOWA		CI-7131-004	178883
SLIM HP COLOR STANDARDOWA KASZTANOWA		CI-7131-005	178884
SLIM HP COLOR STANDARDOWA SREBRNOSZARA		CI-7131-006	178885
SLIM HP COLOR STANDARDOWA AKSAMITNA CZERŃ		CI-7131-007	178886
SLIM HP COLOR STANDARDOWA BŁĘKITNA		CI-7131-008	178887
SLIM HP COLOR STANDARDOWA RÓŻOWA		CI-7131-009	178888
SLIM HP COLOR STANDARDOWA ALPEJSKI BIAŁY		CI-7131-010	178889
SLIM HP COLOR STANDARDOWA GRAFITOWA (NIELAKIEROWANA)*		CI-7131-011	178890
SLIM HP COLOR DUŻA JASNOBEŻOWA		CI-7132-001	178891
SLIM HP COLOR DUŻA KASZTANOWA		CI-7132-002	178892
SLIM HP COLOR DUŻA SREBRNOSZARA		CI-7132-003	178893
SLIM HP COLOR DUŻA AKSAMITNA CZERŃ		CI-7132-004	178894
SLIM HP COLOR DUŻA GRAFITOWA (NIELAKIEROWANA)*		CI-7132-005	180429
PRZYRZĄD DO ZDEJMOWANIA NAKŁADKI COLOR CAPS		CI-7526	178895

* Nielakierowana nakładka jest przeznaczona dla pacjentów, u których może wystąpić reakcja alergiczna na farbę.
Wykonywana na zamówienie, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem firmy AB przed złożeniem zamówienia.

MAGNESY

MAGNES STANDARDOWY	NR AB	NR NOVEO
SLIM HP MAGNES 1	CI-7524-001	178896
SLIM HP MAGNES 2	CI-7524-002	178897
SLIM HP MAGNES 3	CI-7524-003	178898
SLIM HP MAGNES 4	CI-7524-004	178899
SLIM HP MAGNES 5	CI-7524-005	178900
SLIM HP MAGNES 6	CI-7524-006	178901
SLIM HP MAGNES 7	CI-7524-007	178902

MAGNES	NR AB	NR NOVEO
SLIM HP 3D MAGNES 1	CI-7525-001	178903
SLIM HP 3D MAGNES 2	CI-7525-002	178904
SLIM HP 3D MAGNES 3	CI-7525-003	178905
SLIM HP 3D MAGNES 4	CI-7525-004	178906
SLIM HP 3D MAGNES 5	CI-7525-005	178907
SLIM HP 3D MAGNES 6	CI-7525-006	178908
SLIM HP 3D MAGNES 7	CI-7525-007	178909



Jeżeli Slim HP Magnes ≥ 6
 ➔ Nakładka Slim HP Color Duża*



MINIMUM

MAXIMUM

wzrastająca siła magnetyczna



Jeżeli Slim HP 3D Magnes ≥ 5
 ➔ Nakładka Slim HP Color Duża*



*Nakładka Slim HP Color Duża nie jest przeznaczona do użytku dla dzieci poniżej 3 roku życia.

AKCESORIA WODOODPORNE

Wodoodporny Akumulator M umożliwia słyszenie podczas wykonywania wymagających czynności, jak np. intensywny trening czy zabawa przy basenie.

Transmitter Slim HP AquaMic™ to wodoodporny mikrofon do procesorów dźwięku.

KOMPONENTY

1. Procesor dźwięku
2. Przewód łączący
3. Przycisk zabezpieczający
4. Slim HP AquaMic
5. Klips do Wodoodpornego Akumulatora M



AKCESORIA	NR AB	NR NOVEO
WODOODPORNY AKUMULATOR M	CI-5068	178972
KLIPS DO WODOODPORNEGO AKUMULATORA M	CI-7323	178990
USZCZELKA WODOODPORNEGO AKUMULATORA M	CI-7324	178989
OPASKA M NARAMIENNA STANDARDOWA. (42 CM)	CI-7435-001	168405
OPASKA M NARAMIENNA MAŁA (26 CM)	CI-7435-002	168406



TRANSMITER		NR AB	NR NOVEO
SLIM HP AQUAMIC BEŻOWY KABEL 30 CM		CI-5321-001	178973
SLIM HP AQUAMIC CZARNY KABEL 30 CM		CI-5321-002	178981
SLIM HP AQUAMIC BRĄZOWY KABEL 30 CM		CI-5321-003	178985
SLIM HP AQUAMIC SZARY KABEL 30 CM		CI-5321-004	178977
SLIM HP AQUAMIC BEŻOWY KABEL 46 CM		CI-5321-005	178974
SLIM HP AQUAMIC CZARNY KABEL 46 CM		CI-5321-006	178982
SLIM HP AQUAMIC BRĄZOWY KABEL 46 CM		CI-5321-007	178986
SLIM HP AQUAMIC SZARY KABEL 46 CM		CI-5321-008	178978
SLIM HP AQUAMIC BEŻOWY KABEL 61 CM		CI-5321-009	178975
SLIM HP AQUAMIC CZARNY KABEL 61 CM		CI-5321-010	178983
SLIM HP AQUAMIC BRĄZOWY 61 CM		CI-5321-011	178987
SLIM HP AQUAMIC SZARY KABEL 61 CM		CI-5321-012	178979
SLIM HP AQUAMIC BEŻOWY KABEL 107 CM		CI-5321-013	178976
SLIM HP AQUAMIC CZARNY KABEL 107 CM		CI-5321-014	178984
SLIM HP AQUAMIC BRĄZOWY KABEL 107 CM		CI-5321-015	178988
SLIM HP AQUAMIC SZARY KABEL 107 CM		CI-5321-016	178980



OPCJE ŁADOWANIA

Marvel CI obsługuje różne rodzaje akumulatorów.

W przypadku Akumulatorów M: małych, średnich i dużych, dolna część procesora dopasowuje się do konturu ucha.

Wodoodporny Akumulator M umożliwia pływanie oraz aktywności na świeżym powietrzu.

Poniższy wykres ilustruje wagę i średni czas pracy każdego z akumulatorów.



M Mały

M Średni

M Duży

M Standardowy

M Komora
dla baterii

M Wodoodporny

Średni czas
pracy

>10 h

>16 h

>16 h

>16 h

>16 h

>18 h

Waga*

4.6 g

6.4 g

8.4 g












5.4 g

6.4 g**









29.4 g

* Procesor: 4.6 g



** Z dwiema bateriami

AKUMULATOR M MAŁY		NR AB	NR NOVEO
ALPEJSKI BIAŁY		CI-5551-110	178919
JASNOBEŻOWY		CI-5551-120	178913
KASZTANOWY		CI-5551-130	178914
SREBRNY SZARY		CI-5551-140	178915
AKSAMITNA CZERŃ		CI-5551-150	178916
BŁĘKITNY		CI-5551-190	178917
RÓŻOWY		CI-5551-250	178918
NIEBIESKI		CI-5551-260	178911
FIOLETOWY		CI-5551-270	178912
CZERWONY		CI-5551-280	178910
BLADOBEŻOWY NIELAKIEROWANY*		CI-5551-240	180418

AKUMULATOR M DUŻY		NR AB	NR NOVEO
ALPEJSKI BIAŁY		CI-5553-110	178943
JASNOBEŻOWY		CI-5553-120	178937
KASZTANOWY		CI-5553-130	178938
SREBRNY SZARY		CI-5553-140	178939
AKSAMITNA CZERŃ		CI-5553-150	178940
BŁĘKITNY		CI-5553-190	178941
RÓŻOWY		CI-5553-250	178942
NIEBIESKI		CI-5553-260	178935
FIOLETOWY		CI-5553-270	178936
CZERWONY		CI-5553-280	178934
BLADOBEŻOWY NIELAKIEROWANY*		CI-5553-240	180416

AKUMULATOR M STANDARDOWY		NR AB	NR NOVEO
JASNOBEŻOWY		CI-5555-120	178930
KASZTANOWY		CI-5555-130	178931
SREBRNY SZARY		CI-5555-140	178932
AKSAMITNA CZERŃ		CI-5555-150	178933
BŁĘKITNY		CI-5555-190	168476
RÓŻOWY		CI-5555-250	168473
NIEBIESKI		CI-5555-260	168475
FIOLETOWY		CI-5555-270	168474
BLADOBEŻOWY NIELAKIEROWANY*		CI-5555-240	180419

AKUMULATOR M ŚREDNI		NR AB	NR NOVEO
ALPEJSKI BIAŁY		CI-5552-110	178929
JASNOBEŻOWY		CI-5552-120	178923
KASZTANOWY		CI-5552-130	178924
SREBRNY SZARY		CI-5552-140	178925
CZARNY		CI-5552-150	178926
BŁĘKITNY		CI-5552-190	178927
RÓŻOWY		CI-5552-250	178928
NIEBIESKI		CI-5552-260	178921
FIOLETOWY		CI-5552-270	178922
CZERWONY		CI-5552-280	178920
BLADOBEŻOWY NIELAKIEROWANY		CI-5552-240	180417

KOMORA M DLA BATERII CYNKOWO- POWIETRZNYCH		NR AB	NR NOVEO
ALPEJSKI BIAŁY		CI-5501-110	178953
JASNOBEŻOWA		CI-5501-120	178947
KASZTANOWA		CI-5501-130	178948
SREBRNY SZARY		CI-5501-140	178949
AKSAMITNA CZERŃ		CI-5501-150	178950
BŁĘKITNA		CI-5501-190	178951
RÓŻOWA		CI-5501-250	178952
NIEBIESKA		CI-5501-260	178945
FIOLETOWA		CI-5501-270	178946
CZERWONA		CI-5501-280	178944
BLADOBEŻOWA NIELAKIEROWANA*		CI-5501-240	180421

ŁADOWARKA M	NR AB	NR NOVEO
ŁADOWARKA M	CI-5607	178954



*Nielakierowany akumulator jest przeznaczony dla pacjentów, u których może wystąpić reakcja alergiczna na farbę. Wykonywany na zamówienie, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem firmy AB przed złożeniem zamówienia.



ROŻKI M	NR AB	NR NOVEO
ROŻEK M MAŁY	CI-5711-100	178958
ROŻEK M STANDARDOWY	CI-5711-110	178959
ROŻEK M MAŁY Z ZACZEPEM	CI-5711-200	178960
ROŻEK M STANDARDOWY Z ZACZEPEM	CI-5711-210	178961
PRZYRZĄD DO USUWANIA PINÓW	CI-6147-014	179001
PIN ROŻKA (1 SZT.)	CI-6147-015	168529



ROŻEK AKUSTYCZNY M	NR AB	NR NOVEO
PRAWY, ROZMIAR 00	CI-5851-001	178962
PRAWY, ROZMIAR 0	CI-5851-002	178963
PRAWY, ROZMIAR 1	CI-5851-003	178964
PRAWY, ROZMIAR 2	CI-5851-004	178965
PRAWY, ROZMIAR 3	CI-5851-005	178966
LEWY, ROZMIAR 00	CI-5851-006	178967
LEWY, ROZMIAR 0	CI-5851-007	178968
LEWY, ROZMIAR 1	CI-5851-008	178969
LEWY, ROZMIAR 2	CI-5851-009	178970
LEWY, ROZMIAR 3	CI-5851-010	178971



MIKROFONY M T-MIC	NR AB	NR NOVEO
MIKROFON M T-MIC MAŁY	CI-5837-100	178955
MIKROFON M T-MIC ŚREDNI	CI-5837-200	178956
MIKROFON M T-MIC DUŻY	CI-5837-300	178957
OSŁONA M MIKROFONU T-MIC (1 SZT.)	CI-6147-006	168646
OSŁONA M MIKROFONU T-MIC (8 SZT.)	CI-6147-007	168647

OPCJE NOSZENIA I MOCOWANIA PROCESORA

Procesory dźwięku Naída CI M i Sky CI M mogą być noszone oraz mocowane na różne sposoby: na uchu, za uchem lub poza uchem.

DODATKOWE OPCJE MOCOWANIA PROCESORA	NR AB	NR NOVEO
KLIPS M	CI-7322	178991
UCHWYT M SNUGGIE™ (OPASKA/ GUMKA SILIKONOWA)	CI-7325	178992
MANKIET RETENCYJNY M MAŁY (44 MM)	CI-7326-001	178993
MANKIET RETENCYJNY M DUŻY (64 MM)	CI-7326-002	178995

poza uchem
KLIPS M



na uchu
UCHWYT M SNUGGIE

za uchem
MANKIET
RETENCYJNY M NA UCHO



PHONAK SYSTEM DŹWIĘKU 4.0

AKCESORIA DO ROŻKÓW AKUSTYCZNYCH M - PHONAK 4.0	NR NOVEO
KOŃCÓWKI WENTYLOWANE 4.0 S (opakowanie)	169160
KOŃCÓWKI WENTYLOWANE 4.0 M (opakowanie)	169159
KOŃCÓWKI WENTYLOWANE 4.0 L (opakowanie)	169158
KOŃCÓWKI POWER 4.0 S (opakowanie)	169157
KOŃCÓWKI POWER 4.0 M (opakowanie)	169156
KOŃCÓWKI POWER 4.0 L (opakowanie)	169155
FILTRY CERUSHIELD™ (MARVEL)	169213



Końcówki Power 4.0



Końcówki wentylowane 4.0



Filtr CeruShield

DODATKOWE AKCESORIA

AKCESORIA DO KONTROLI PROCESORA	NR AB	NR NOVEO
TESTER ODSŁUCHOWY M	CI-5827	178999
KONTROLNE SŁUCHAWKI ODSŁUCHOWE	CI-5822	180415

PIELĘGNACJA	NR AB	NR NOVEO
DRYING KIT (OSUSZACZ)	CI-7313-001	176325

APLIKACJA AB REMOTE MOŻLIWOŚĆ KONTROLI

Aplikacja AB Remote umożliwia sterowanie procesorem dźwięku na smartfonie. Dostępna jest ona na urządzeniach z systemem iOS i Android.



AKCESORIA BEZPRZEWODOWE

Naida CI M i Sky CI M pozwalają na przesyłanie strumieniowe rozmów i dźwięku bezpośrednio praktycznie z każdego smartfona i urządzenia obsługującego technologię Bluetooth®.

Technologia **Phonak RogerDirect™** zwiększa możliwości słyszenia w trudnych sytuacjach akustycznych bez konieczności podłączania dodatkowych urządzeń do procesora dźwięku.

RogerDirect to funkcja platformy Marvel Phonak, która umożliwia mikrofonom Roger przesyłanie strumieniowe bezpośrednio do procesora dźwięku oraz do aparatu słuchowego bez konieczności podłączania zewnętrznego odbiornika.



PHONAK ROGER

AKCESORIA BEZPRZEWODOWE PHONAK ROGER		NR NOVEO
ROGER X (02)		158149
ROGER INSTALLER		174186
ROGER SELECT SZAMPAŃSKI (P5)	●	167792
ROGER SELECT SZARY GRAFITOWY (P7)	●	167792
ROGER SELECT BIAŁY PERŁOWY (W3)	○	167792
ROGER SELECT SZAMPAŃSKI (P5)	●	174407
ROGER SELECT iN SZARY GRAFITOWY (P7)	●	174407
ROGER SELECT iN BIAŁY PERŁOWY (W3)	○	174407
ROGER CLIP-ON MIC SZARY	●	164197
ROGER ON SZAMPAŃSKI (P5)	●	179301
ROGER ON SZARY GRAFITOWY (P7)	●	179301
ROGER ON iN SZAMPAŃSKI (P5)	●	179730
ROGER ON iN SZARY GRAFITOWY (P7)	●	179730

PHONAK AKCESORIA

POZOSTAŁE AKCESORIA BEZPRZEWODOWE PHONAK	NR NOVEO
PHONAK TV CONNECTOR	166444
PHONAK REMOTECONTROL	174310
PHONAK PARTNERMIC	174309



ROGER X



ROGER INSTALLER



ROGER SELECT
ROGER SELECT iN



PHONAK
TV CONNECTOR



PHONAK
REMOTECONTROL



ROGER
CLIP-ON MIC



PHONAK
PARTNERMIC



ROGER ON
ROGER ON iN

Produkty firmy Phonak zostały przedstawione w tym katalogu w celach informacyjnych, mogą być nabywane lokalnie za pośrednictwem spółek grupy Phonak lub partnerów-dystrybutorów firmy Phonak. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z przedstawicielami firmy AB.

ROZWIĄZANIA NA DRUGIE UCHO

Używając implantu ślimakowego i aparatu słuchowego, można mieć procesor dźwięku Naída CI M™ lub Sky CI™ M na jednym uchu i aparat słuchowy Phonak Naída™ Link M lub Phonak Sky™ Link M na drugim uchu. Urządzenia zostały zaprojektowane do współpracy ze sobą - przetwarzają one dźwięki w ten sam sposób. Razem dostarczają spójne wrażenia dźwiękowe i rozumienie mowy.




Urządzenia współpracujące ze sobą

Noszenie Naída™ Link M wraz z Naída CI M™ dostarcza spójne wrażenia dźwiękowe między uszami i umożliwia regulację obu urządzeń za pomocą jednego elementu sterującego.

To samo dotyczy Sky™ Link M i Sky CI™ M.



Naída Link M / Sky Link M
aparat słuchowy













Naída CI M / Sky CI M
procesor dźwięku



PHONAK NAÍDA LINK M

PHONAK SKY LINK M

APARAT SŁUCHOWY PHONAK		NR NOVEO
NAÍDA LINK M JASNOBEŻOWY (P1)		178689
NAÍDA LINK M KASZTANOWY (P4)		178689
NAÍDA LINK M SREBRNY SZARY (P6)		178689
NAÍDA LINK M AKSAMITNA CZERŃ (P8)		178689
SKY LINK M JASNOBEŻOWY (P1)		178361
SKY LINK M KASZTANOWY (P4)		178361
SKY LINK M AKSAMITNA CZERŃ (P8)		178361
SKY LINK M BŁĘKITNY (Q3)		178361
SKY LINK M RÓŻOWY (T3)		178361
SKY LINK M NIEBIESKI (M7)		178361



PRZEGLĄD TECHNICZNY

PROGRAM / FUNKCJA		NAÍDA CI M90	SKY CI M90
AUTOSENSE OS 3.0 / AUTOSENSE SKY OS 3.0			
Spokojne sytuacje	Używaj do rozumienia mowy i uzyskania komfortu słuchania w rozmowach 1:1 oraz w cichym otoczeniu.	●	●
Mowa w hałasie	Używaj do rozumienia mowy i uzyskania komfortu w hałaśliwym otoczeniu i w grupach.	●	●
Komfort w hałasie	Używaj dla uzyskania komfortu słuchania w hałaśliwych sytuacjach, gdy nie ma mowy.	●	●
Muzyka	Używaj ustawienia, aby uzyskać bardziej naturalne wrażenia muzyczne.	●	●
Mowa w dużym hałasie	Używaj do rozumienia mowy w hałaśliwym i zatłoczonym otoczeniu. Funkcja StereoZoom w programie umożliwia skupienie się na źródle dźwięku znajdującym się przed słuchaczem.	●	●
Rozmowa w samochodzie	Zoptymalizowane ustawienia zaprojektowane dla stabilnego środowiska odsłuchowego w samochodzie.	●	●
Komfort w pogłosie	Używaj tego programu do komfortowego rozumienia mowy w otoczeniu, gdzie jest duże echo / pogłos.	●	●
Mowa przesyłana strumieniowo	Używane podczas przesyłania strumieniowego mowy z A2DP lub AirStream.	●	●
Muzyka przesyłana strumieniowo	Używane podczas przesyłania strumieniowego muzyki z A2DP lub Airstream.	●	●
DODATKOWE PROGRAMY MANUALNE (max 4)			
Rozmowa 360°	Program ten umożliwia wybór kierunku odsłuchu w sytuacjach, gdy nie można skierować się w stronę źródła dźwięku. Orientacja kierunku może być stała lub automatyczna.	●	●
DuoPhone	Kluczowa funkcja DuoPhone (tylko M90/Sky) przesyła sygnał w czasie rzeczywistym do drugiego ucha, dzięki czemu głos rozmówcy jest słyszalny w obu uszach bez potrzeby stosowania dodatkowych akcesoriów.	●	●
Off-Ear Program	Używaj tego programu, gdy urządzenie jest skonfigurowane do noszenia poza uchem przy użyciu transmitera ze zintegrowanym mikrofonem.	●	●
Custom Program	–	●	●
PROGRAMY STRUMIENIOWE			
RogerDirect + mic	Łączy wejście ze źródła mikrofonu Roger i mikrofonów procesora dźwięku.	●	●
Phone call + mic	Łączy wejście ze źródła strumieniowego telefonu i mikrofonów procesora dźwięku.	●	●
PartnerMic + Mic	Łączy wejście ze źródła strumieniowego telefonu i mikrofonów procesora dźwięku.	●	●

PROGRAM / FUNKCJA		NAÍDA CI M90	SKY CI M90
ISTOTNE FUNKCJE			
UltraZoom	UltraZoom to adaptacyjna, wielokanałowa technologia formowania wiązki, która poprawia zrozumienie mowy w hałaśliwych sytuacjach.	●	●
UZ + SNR-Boost	Zaprojektowany, aby poprawić SNR w programie UltraZoom, zapewniając tłumienie dźwięków z tyłu.	●	●
StereoZoom	StereoZoom to adaptacyjna, wielokanałowa technologia kształtowania wiązki, która dostosowuje się do ruchomych i asymetrycznych źródeł hałasu. Wymaga kompatybilnych urządzeń dwustronnych.	●	●
DuoPhone	Automatycznie przesyła głos rozmówcy do drugiego ucha, dzięki czemu głos jest słyszalny jednocześnie w obu uszach.	●	●
Real Ear Sound	Real Ear Sound symuluje charakterystykę działania T-Mic.	●	●
WindBlock	WindBlock wykorzystuje system identyfikacji i klasyfikacji wiatru. Efektywny, adaptacyjny algorytm automatycznie tłumi szum wiatru.	●	●
EchoBlock	EchoBlock jest przeznaczony do środowisk pogłosowych, takich jak duże aule, miejsca kultu i pomieszczenia z powierzchniami odbijającymi. EchoBlock działa usuwając natychmiast przeszkadzające odbicia pogłosowego dźwięku.	●	●
SoundRelax	SoundRelax natychmiast i dokładnie identyfikuje dźwięki impulsowe i stosuje redukcję wzmocnienia w stosunku do oryginalnej charakterystyki szczytowej sygnału. SoundRelax redukuje inne nieprzyjemne dźwięki impulsowe.	●	●
QuickSync	Jedno dotknięcie steruje dwiema. Natychmiastowy szerokopasmowy transfer danych między dwiema protezami słuchowymi zapewnia, że ustawienia głośności i programu są zawsze zrównoważone i zsynchronizowane. Jedno dotknięcie przycisku wyboru programu lub regulatora głośności powoduje natychmiastową i identyczną zmianę w drugim instrumencie.	●	●
Environmental balance	Możliwość modyfikacji głośności, która pozwala klientom dostosować głośność przesyłanego sygnału do otaczających dźwięków otoczenia przez naciśnięcie regulatora głośności, która pozwala na dostosowanie stosunku mieszania sygnałów pochodzących z otoczenia i streamowanego sygnału z innego urządzenia.	●	●

ADVANCED BIONICS LLC

28515 Westinghouse Place
Valencia, CA 91355, United States

T: +1.877.829.0026

T: +1.661.362.1400

F: +1.661.362.1500

info.us@advancedbionics.com

ADVANCED BIONICS AG

Laubisrütistrasse 28
8712 Stäfa, Switzerland

T: +41.58.928.78.00

F: +41.58.928.78.90

info.switzerland@advancedbionics.com

DYSTRYBUTOR ADVANCED BIONICS W POLSCE

Sonova Audiological Care Polska Sp. z o.o.

ul. Narutowicza 130

90-146 Łódź

T: +48 42 616 26 50

pacjent@geers.pl

W celu uzyskania informacji o innych lokalizacjach firmy AB,
prosimy odwiedzić advancedbionics.com/contact

Advanced Bionics – A Sonova brand

Skontaktuj się ze swoim lokalnym przedstawicielem AB w kwestii regulacji prawnych i dostępności produktów w Twoim regionie.

*Nie wszystkie kolory i rozmiary są dostępne w każdym regionie.

Znak słowny i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc.
a każde użycie tych znaków przez Sonova AG podlega licencji.

Apple, logo Apple, iPhone i iOS są znakami towarowymi Apple Inc.,
zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. App Store jest znakiem usługowym firmy Apple Inc.

Android, Google Play i logo Google Play są znakami towarowymi firmy Google Inc.