

## EasyBag Bolus Adaptor

## ENFit™ ENPlus

### de - EasyBag-Bolusadapter

Wieder verschließbare Adapter für EasyBag zur Bolusentnahme mithilfe einer Freka Connect ENFit-Spritze. Nur zur enteralen Anwendung.

### en - EasyBag bolus adapter

Resealable attachment for EasyBag to allow removal of a bolus via a Freka Connect ENFit syringe. For enteral use only.

### fr - Adaptateur pour bolus EasyBag

Fixation refermable pour EasyBag permettant le prélèvement d'un bolus via une seringue de raccord Freka ENFit. Uniquement par voie entérale.

### bg - EasyBag болус адаптор

Заключване с повторно запечатване на EasyBag и възможност за отстраняване на болус чрез спринцовка Freka Connect ENFit. Само за ентéralно приложение.

### cs - Bolusový adaptér EasyBag

Opětovně uzavíratelná přípojka pro adaptér EasyBag umožňující odstranění bolusu přes stříkačku systému Freka Connect ENFit. Pouze pro enterální použití.

### da - EasyBag bolusadapter

Genlukkeligt tilbehør til EasyBag til udtagning af bolus via en Freka Connect ENFit-sprøjte. Kun til enteral anvendelse.

### el - Προσαρμογέας δόσεων bolus EasyBag

Επαναοφραγόμενο προσαρμογέας για EasyBag που επιτρέπει την αφαίρεση δόσης bolus μέσω μιας σύριγγας Freka Connect ENFit. Μόνο για εντερική χορήγηση.

### es - Adaptador de bolo EasyBag

Fijación resellable para EasyBag para permitir la retirada de un bolo mediante una jeringa Freka Connect ENFit. Solo para uso enteral.

### fi - EasyBag-bolusovitin

Uudelleen suljettava liitäosa EasyBag-seettiin mahdollistaa boluksen poistamisen Freka Connect ENFit-ruiskun avulla. Ainoastaan enteraaliseen ravitsemukseen.

### hr - Prilagodnik za bolus EasyBag

Priključak za EasyBag koji je moguće ponovno zatvoriti omogućuje uklanjanje bolusa putem štrikalice Freka Connect ENFit. Samo za enteralnu upotrebu.

### hu - EasyBag bolusadapter

Visszazárható EasyBag tartozék Freka Connect ENFit fecskendő csatlakoztatásához bolusadagolás céljából. Csak enterális alkalmazásra.

### is - EasyBag millistykki fyrir inndælingu með stökum skammti

Endurlokalegt tengi fyrir EasyBag sem gerir kleift að fjarlægja inndælingu með

stökum skammti í gegnum Freka Connect ENFit-sprautu. Aðeins til notkunar í meltingarveg.

### it - Adattatore per EasyBag

Adattatore richiudibile per EasyBag per rimozione di boli tramite siringa Freka Connect ENFit. Esclusivamente per uso enterale.

### nl - EasyBag-bolusadapter

Hersluitbaar hulpmiddel voor EasyBag voor het verwijderen van een bolus via een Freka Connect ENFit-spuut. Alleen voor enteraal gebruik.

### no - EasyBag-bolusadapter

Gjenførselbar adapter for EasyBag for fjerning av bolus via en Freka Connect ENFit-sprøyte. Kun for enteral bruk.

### pl - Łącznik do bolusów EasyBag

Zamykany łącznik do opakowania EasyBag umożliwiające pobranie bolusa przez strzykawkę Freka Connect ENFit. Wyłącznie do zastosowania dojelitowego.

### pt - Adaptador de bólus EasyBag

Encaixe passível de nova selagem para o EasyBag que permite remoção de um bólus através de uma seringa com conector Freka ENFit. Apenas para uso entérico.

### ro - Adaptor bolus EasyBag

Accesoriu resigilabil pentru EasyBag, care permite extragerea unui bolus prin intermediul unei seringi Freka Connect ENFit. Doar pentru utilizare enterală.

### ru - Болусный адаптер EasyBag

Устройство многоразового использования для EasyBag, позволяющее извлекать болус через шприц Freka Connect ENFit. Только для энтерального использования.

### sk - Bolusový adaptér EasyBag

Opätovne uzatváratelná prípojka pre adaptér EasyBag umožňujúca odstránenie bolusu cez striekačku systému Freka Connect ENFit. Len na enterálne použitie.

### sl - Vmesnik za bolus EasyBag






Priključek za EasyBag, ki se lahko zatesni in omogoča odvzem bolusa prek brizgalice Freka Connect ENFit. Samo za enteralno uporabo.

### sv - EasyBag bolusadapter

Återförslutningsbart fäste för EasyBag för borttagning av en bolus via en Freka Connect ENFit-spruta. Endast för enteral användning.

### tr - EasyBag bolus adaptörü

Freka Connect ENFit enjektör ile bir bolusun çıkartılmasına olanak tanımak için tekrar kapatılabilir EasyBag aksesuarı. Sadece enteral kullanılm için.



PZN-11177457  
Made in Poland

1 x 1

REF

7755694



LOT



**FRESENIUS KABI**

Fresenius Kabi AG  
D-61346 Bad Homburg  
Tel.: +49 (0) 61 72 / 6 86-0  
www.fresenius-kabi.com

CE 0123

STERILE EO



4 250273 730401

7755694-A-02