






# Akcesoria

## Sprzęt dojelitowy

### ZESTAWY DO PODAŻY DIET METODĄ GRAWITACYJNĄ

	Opis produktu	Opakowanie zbiorcze	Kod produktu
<b>Strzykawka Freka Connect ENFit/ProNeo</b> 	<p>Strzykawka enteralna jednorazowego użytku do zastosowania wyłącznie w żywieniu drogą pokarmową, z systemem złączy ENFit niezgodnym z systemem złączy Luer / EnLock / inne w celu zapobiegania omyłkowemu połączeniu różnych systemów, trzyczęściowa, z zakończeniem zlokalizowanym centralnie, sterylna, pakowana pojedynczo*, nie zawiera lateksu oraz DEHP, dostępne pojemności: 10ml, 60 ml, 100 ml. Oryginalne opakowanie typu blister-pack, okres ważności 60 miesięcy. Kompatybilna z dostępnymi na rynku zgłębnikami nosowo-żołądkowymi oraz nosowo-jelitowymi wyposażonymi w port typu ENFit. Zapewnia łatwość w podawaniu diety, leków i płynów.</p> <p>*nazwa handlowa, data ważności i nr serii na opakowaniu indywidualnym, opis w języku polskim na opakowaniu zbiorczym.</p>	Rozmiary: 10 ml 60 ml 100 ml	9000784 9000786 9000787
<b>Freka Med Adapter ENFit-LL</b> 	<p>Złącze umożliwiające połączenie strzykawki typu Luer-lock z portem typu ENFit, pakowane po 15 sztuk.</p>	1/1	7981377
<b>Easy Bag Bolus Adapter</b> 	<p>Adapter umożliwiający pobranie diety z worka typu EasyBag strzykawką typu ENFit.</p>	1/1	7755694
<b>ENFit/ENLock Step Adapter</b> 	<p>Złącze umożliwiające połączenie zestawu do podaży diet z końcówką ENFit z dostępem do przewodu pokarmowego typu ENLock.</p>	15	7981376
<b>Freka Button Extension Line 1, ENFit</b> 	<p>Złącze umożliwiające połączenie Freka Button ze strzykawką enteralną w systemie ENFit. Długość 30 cm.</p>	1/10	7981397